

Kühlschrank Box faltbar, inkl. 36er Raster, natur

LxBxH= 147x145x120 mm, Material Polypropylen
36 x 15 ml Gefäße, 19.8 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 730122 | Biozym

176,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: natur
Gefäßgröße: 15.0 ml
Stellplätze: 36
Verpackung: Packung à 10 Stück