

## Kühlschrank Box faltbar, inkl. 16er Raster, natur

LxBxH=147x145x120, Material Polypropylen  
16 x 50 ml Gefäße, 31.6 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück  
Artikel-Nr.: 730123 | Biozym

**164,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager  
**Farbe:** natur  
**Gefäßgröße:** 50 ml  
**Stellplätze:** 16  
**Verpackung:** Packung à 10 Stück