

Five-O 5 ml Screw Cap Tubes, steril



Benchmark Scientific

10 Racks à 50 Stück

Artikel-Nr.: 55C2540 | Benchmark | Hersteller-Nr.: C1005-SC5-S

109,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 10 Racks à 50 Stück

5 ml SchraubverschlussgefäÙe im Rack, steril

Optimal für:

- myFUGE 5 Centrifuge (Art.-Nr.: 55C1005-E)
- BeadBlaster Microtube Homogenizer (Art.-Nr.: 55D2400-E)
- BeadBug 6 Six Position Homogenizer (Art.-Nr.: 55D1036-E)