

riplate 96 SRW 200 µl

für Magnetic Separation, ohne comb
Material: Polypropylen



Ritter

Packung à 60 Stück

Artikel-Nr.: 742950 | Ritter | Hersteller-Nr.: 43001-0506

198,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaft: für Magnetic Separation

Kategorie: 96er riplate

Material: PP

Verpackung: Packung à 60 Stück

Volumen: 0.2 ml


Well Form: zylindrisch

Riplate® magnetic

Anwendung: Die Riplate® magnetic eignen sich zur Reinigung, zum Mischen oder Zentrifugieren von Proben sowie zur Lagerung und Aufbereitung von Substanzen.

Vorteile:

- Höchste Beständigkeit gegenüber gängigen Chemikalien, Lösungsmitteln, Alkoholen
- Hohe Stabilität auch beim Zentrifugieren
- Neu konzipierte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung
- Leicht erhöhter Rand der Wells verhindert Kreuzkontamination
- Die alphanumerische Kennzeichnung auf den Platten erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben auch auf engstem Raum.



Verwendbar für:

KingFisher™ 96 Flex Magnetic Particle Processors

Qiagen™ Bio Sprint 96

ABI MagMAX™ Express 96