

## LEGENDplex Human TFF3 Capture Bead B7, 13X



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740573 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 740573

**95,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** Multiplex - Component  
**Format:** LPLEX  
**Species of Origin:** N/A  
**Verpackung:** 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human TFF3 Capture Bead B7, 13X

Clone:  
Isotype:  
Other\_Names: TFF3, ITF, P1B, TFI, trefoil factor 3  
Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human  
Format: LPLEX  
App\_Abbrev: Multiplex - Component  
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14468>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>