

## SureTemp Dual Convection Incubator, 70 Liters

with SureCheck Data Logging Software, 230V



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H2505-70E | Benchmark | Hersteller-Nr.: H2505-70E

**2.815,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Technische Daten

### Technische Daten

- Temperaturbereich: RT plus 5 bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,25$  °C (bei 37 °C)
- Temperaturuniformität:  $\pm 0,25$  °C (bei 37 °C)
- Temperaturinkrement: 0,1 °C
- Temperatur Stabilität:  $\pm 0,1$  °C
- Timer: 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. (oder kontinuierlich)
- Kammer Material: Edelstahl
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 70 Liter Modell: 520 W
- Innenabmessung: 45 x 35 x 45 cm
- Außenabmessung: 67 x 59,2 x 68 cm
- Gewicht: 62 kg

## Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

### SureTemp Inkubator, 70 Liter

- Präzise Temperaturregelung bis 75 °C
- "Dual-Convection" - vom Benutzer an die Schwerkraft oder mechanische Konvektion anpassbar

- Innenkammer aus Edelstahl
- Interne Steckdose für Schüttler, Mischer usw.
- SureCheck™ Datenprotokollierungsport und Software

## Technische Daten

- Temperaturbereich: RT+5 bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,25$  °C (bei 37 °C)
- Temperaturuniformität:  $\pm 0,25$  °C (bei 37 °C)
- Temperaturinkrement: 0,1 °C
- Temperatur Stabilität:  $\pm 0,1$  °C
- Timer: 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. (oder kontinuierlich)
- Kammer Material: Edelstahl
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 70 Liter Modell: 520 W
- Innenabmessung: 45 x 35 x 45 cm
- Außenabmessung: 67 x 59,2 x 68 cm
- Gewicht: 62 kg