

BeadBug 6 Six Position Homogenizer



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55D1036-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: D1036-E

2.200,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Geschwindigkeit:** 2.500 bis 4.350 rpm
- **Maximale Kapazität:** 6 x 2.0 ml (Schraubdeckelgefäß/ skirted und non-skirted) oder 2 x 5.0 ml (mit zusätzlichem Adapter)
- **Timer:** 1 Sekunde – 90 Sekunden (bis zu 10 Zyklen)
- **Geräuschlevel:** <65 db
- **Temperaturbereich:** RT +4 °C bis +45 °C
- **Abmessungen (Länge x Tiefe x Höhe):** 22 x 35 x 20,5 cm
- **Gewicht:** 9 kg
- **Garantie:** 2 Jahre

Beschreibung

5 ml Tubes (optional): ja

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Kapazität (Tubes): 6

Kategorie: Homogenisierer

Verpackung: 1 Stück

- Schnelle effiziente Homogenisierung
- Bis zu 6 Proben gleichzeitig
- Für 2,0 ml oder 5 ml Tubes
- Für 5 ml Tubes wird ein zusätzlicher Adapter (55D1036-A5) benötigt, der nicht Teil des Lieferumfangs ist