

Radiance plus, 150 ml

HRP Substrate for CCD Imaging
contains substrate for 1500 cm² membrane



1 Stück

Artikel-Nr.: 512103 | Azure

425,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Chemilumineszenz Substrate
Quantifizierbarkeit: gut (++)
Sensitivität: höchste (+++)
Signal Stabilität: lang
Signalverringerng: mittel
Verpackung: 1 Stück

Chemilumineszenz-Substrat für höchstsensitiven Nachweis von schwach exprimierten Proteinen

Radiance Plus ist das empfindlichste HRP-Substrat, das Azure für Chemilumineszenz - Western Blotting anbietet. Mit einer bis zu Attomol-Empfindlichkeit und einer lang anhaltenden Signalstärke ermöglicht Radiance Plus den Nachweis von Banden, die mit anderen Substraten nicht sichtbar sind. Ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis und ein hoher dynamischer Bereich machen es ideal für die Quantifizierung von Banden mit geringer Intensität.

- Nachweis von Proteinen mit geringer Expression
- Top in Class Substrat mit überragender Performance
- Empfindlichkeit im niedrigen Femtogrammbereich
- Signalstabilität bis zu 6-8 Stunden