

Universal-Transferpipette Standardsaugball

Länge 15.6 cm, Kapazität 7.7 ml
Saugballvolumen 3.0 ml, Tropfen pro ml: 21



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760500X | Biozym

201,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 7.7 ml, Saugballvolumen 3.0 ml, Tropfen pro ml: 21
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück