

Western-Blot Multikammer-Inkubationsbox

Behälter zum Waschen und Färben von Membranen
komplett transparent, 6 Segmente à 2.7 x 8.1 cm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 541099 | Advansta | Hersteller-Nr.: L-07080-002

50,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS
Größe: 6 Segmente à 2.7 x 8.1 cm
Lichtdurchlässigkeit: komplett transparent
Verpackung: Packung à 2 Stück

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.advansta.com