


Transferpipette, feine lange Spitze, gr. Saugball

Länge 15.3 cm, Kapazität 5.4 ml
Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 250 Stück
Artikel-Nr.: 760600X | Biozym

269,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 5.4 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50, lange feine Spitze
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 250 Stück