


Transferpipette, enger Schaft, Standardsaugball

Länge 15.5 cm, Kapazität 4.5 ml
Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 26



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760645X | Biozym

252,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 4.5 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 26, enger Schaft
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück