

Transferpipette Q-Pet

Länge 15.5 cm, Kapazität 6.9 ml
Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760655X | Biozym

261,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 6.9 ml, Q-Pet, Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück