

Transferpipette, feine lange Spitze, Saugball

Standard, Länge 15.7 cm, Kapazität 5.8 ml
Saugballvolumen 3.7 ml, Tropfen pro ml: 50



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760605X | Biozym

403,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 5.8 ml, Saugballvol. 3.7 ml, Standard Saugball, Tropfen pro ml: 50, lange feine Spitze
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück