

Transferpipette mit 1 ml Graduierung bis 3 ml

Länge 15.5 cm, Kapazität 7.7 ml, großer Saugball
Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 21



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760560X | Biozym

219,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 7.7 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 21, graduiert
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück