

Transferpipette mit 1 ml Graduierung bis 2 ml

Länge 15.2 cm, Kapazität 4.6 ml
Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760570X | Biozym

227,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 4.6 ml, Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25, graduiert
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück