

Transferpipette mit 0.1 ml Graduierung bis 0.3 ml

Länge 11.6 cm, Kapazität 1.5 ml
Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22



8 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760580X | Biozym

202,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 1.5 ml, Saugballvol. 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22, graduiert
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück