


## Transferpipette, feine Spitze, Standardsaugball

Länge 14.7 cm, Kapazität 5.8 ml  
Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 53



10 Packungen à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 760585X | Biozym

**429,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette  
**Pipettenvolumen:** Kapazität 5.8 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 53, feine Spitze  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 10 Packungen à 500 Stück