

Transferpipette Reagenzien Typ I

Länge 13.1 cm, Kapazität 1.0 ml
Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 25 µl



8 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760615X | Biozym

194,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 1.0 ml, Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 25 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück