

Transferpipette Reagenzien Typ II

Länge 13.0 cm, Kapazität 1.0 ml
Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 30 µl



8 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760620X | Biozym

198,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 1.0 ml, Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 30 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück