

Transferpipette Reagenzien Typ III

Länge 12.4 cm, Kapazität 0.8 ml
Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 50 µl



8 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760625X | Biozym

198,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 0.8 ml, Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 50 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück