


Transferpipette mit engem Schaft, Standardsaugball

Länge 6.4 cm, Kapazität 1.3 ml, kurzes Steigrohr
Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760635X | Biozym

198,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 1.3 ml, Saugballvol. 0.8 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 26, enger Schaft
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück