


## Transferpipette mit engem Schaft, großer Saugball

Länge 8.5 cm, Kapazität 4.3 ml, kurzes Steigrohr  
Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24



10 Packungen à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 760640X | Biozym

**239,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette  
**Pipettenvolumen:** Kapazität 4.3 ml, Saugball groß, Saugballvol. 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24, enger Schaft  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 10 Packungen à 500 Stück