

## Universal-Transferpipette Standardsaugball, steril

Länge 15.6 cm, Kapazität 7.7 ml  
Saugballvolumen 3.0 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 25 x 20 Stück  
Artikel-Nr.: 760503X | Biozym

**309,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette  
**Pipettenvolumen:** Kapazität 7.7 ml, Saugballvolumen 3.0 ml, Tropfen pro ml: 21, steril  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 8 Packungen à 25 x 20 Stück