

Universal-Transferpipette großer Saugball, steril

Länge 15.1 cm, Kapazität 8.6 ml
Saugballvolumen 4.7 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 20 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760508X | Biozym

253,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 8.6 ml, Saugballvolumen 4.7 ml, Tropfen pro ml: 21, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 20 x 20 Stück