

Universal-Transferpipette 3", steril

einzelnd verpackt, Länge 8.7 cm, Kapazität 1.8 ml
Saugballvolumen 0.9 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760521X | Biozym

433,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 1.8 ml, Saugballvolumen 0.9 ml, Tropfen pro ml: 26, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück