


Universal-Transferpipette 5", B/B Pet, steril

einzelnd verpackt, Länge 12.9 cm, Kapazität 7.5 ml
Saugballvolumen 2.8 ml, Tropfen pro ml: 24



8 Packungen à 400 Stück
Artikel-Nr.: 760531X | Biozym

375,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 7.5 ml, Saugballvolumen 2.8 ml, Tropfen pro ml: 24, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück