

Universal-Transferpipette 6", B/B Pet, steril

Länge 15.4 cm, Kapazität 4.9 ml
Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 24



8 Packungen à 25 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760538X | Biozym

386,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 4.9 ml, Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 24, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 25 x 20 Stück