


Universal-Transferpipette, große Öffnung, steril

einzelnd verpackt, Länge 13.7 cm, Kapazität 9.5 ml
Saugballvolumen 6.2 ml, Tropfen pro ml: 20



8 Packungen à 250 Stück
Artikel-Nr.: 760541X | Biozym

381,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 9.5 ml, Saugballvolumen 6.2 ml, Tropfen pro ml: 20, große Öffnung, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 250 Stück