

Transferpipette mit 0.25 ml Grad. bis 1 ml, steril

Länge 14.0 cm, Kapazität 3.9 ml, kleiner Saugball
Saugballvolumen 2.1 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 25 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760553X | Biozym

348,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 3.9 ml, Saugball klein, Saugballvolumen 2.1 ml, Tropfen pro ml: 25, graduiert

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt