

Transferpipette mit 0.25 ml Grad. bis 1 ml, steril

Länge 15.5 cm, Kapazität 5.8 ml, großer Saugball
Saugballvolumen 3.5 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung
Artikel-Nr.: 760556X | Biozym

484,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 5.8 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.5 ml, Tropfen pro ml: 25, graduiert, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt