

## Transferpipette mit 1 ml Grad. bis 3 ml, steril

Länge 15.5 cm, Kapazität 7.7 ml, großer Saugball  
Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung  
Artikel-Nr.: 760561X | Biozym

**429,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette

**Pipettenvolumen:** Kapazität 7.7 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 21, graduiert, steril

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt