

Transferpipette mit 1 ml Grad. bis 2 ml, steril

Länge 15.2 cm, Kapazität 4.6 ml
Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 25 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760573X | Biozym

272,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 4.6 ml, Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25, graduiert, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt