

Transferpipette mit 1 ml Grad. bis 5 ml, steril

Länge 21.7 cm, Kapazität 13.7 ml, großer Saugball
Saugballvolumen 7.4 ml, Tropfen pro ml: 19



8 Packungen à 250 Stück in Einzelverpackung
Artikel-Nr.: 760576X | Biozym

598,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 13.7 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 7.4 ml, Tropfen pro ml: 19, graduiert, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 250 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt