

## Transferpipette mit 0.1ml Graduierungen bis 0.3 ml

steril, Länge 11.6 cm, Kapazität 1.5 ml  
Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung  
Artikel-Nr.: 760581X | Biozym

**429,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette  
**Pipettenvolumen:** Kapazität 1.5 ml, Saugballvol. 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22, graduiert, steril  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt