

Transferpipette mit 0.1ml Grad. bis 0.3 ml, steril

Länge 11.6 cm, Kapazität 1.5 ml
Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22



8 Packungen à 25 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760583X | Biozym

279,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 1.5 ml, Saugballvol. 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22, graduiert, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt