


Transferpipette, feine Spitze, Standardsaugball

steril, Länge 14.7 cm, Kapazität 5.8 ml
Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 53



8 Packungen à 25 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760588X | Biozym

539,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 5.8 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 53, feine Spitze, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt