


Transferpipette, feine Spitze, großer Saugball

steril, Länge 14.7 cm, Kapazität 8.9 ml
Saugballvolumen 4.8 ml, Tropfen pro ml: 45



8 Packungen à 20 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760593X | Biozym

459,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 8.9 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 4.8 ml, Tropfen pro ml: 45, feine Spitze, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 20 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt