


Transferpipette, lange feine Spitze, kl. Saugball

steril, Länge 10.4 cm, Kapazität 1.7 ml
Saugballvolumen 1.0 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung
Artikel-Nr.: 760596X | Biozym

479,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 1.7 ml, Saugball klein, Saugballvolumen 1.0 ml, Tropfen pro ml: 21, lange feine Spitze, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt