


Transferpipette, feine lange Spitze, gr. Saugball

steril, Länge 15.3 cm, Kapazität 5.4 ml
Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung
Artikel-Nr.: 760601X | Biozym

629,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 5.4 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50, lange feine Spitze, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt