


## Transferpipette, feine lange Spitze, gr. Saugball

steril, Länge 15.3 cm, Kapazität 5.4 ml  
Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 25 x 20 Stück  
Artikel-Nr.: 760603X | Biozym

**449,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette

**Pipettenvolumen:** Kapazität 5.4 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50, lange feine Spitze, steril

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt