


## Transferpipette, feine lange Spitze, Saugball

Standard, steril, Länge 15.7 cm, Kapazität 5.8 ml  
Saugballvolumen 3.7 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung  
Artikel-Nr.: 760606X | Biozym

**598,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette

**Pipettenvolumen:** Kapazität 5.8 ml, Saugballvol. 3.7 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 50, lange feine Spitze, steril

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt