


## Transferpipette, feine lange Spitze, Saugball

Standard, steril, Länge 15.7 cm, Kapazität 5.8 ml  
Saugballvolumen 3.7 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 25 x 20 Stück  
Artikel-Nr.: 760608X | Biozym

**498,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette

**Pipettenvolumen:** Kapazität 5.8 ml, Saugballvol. 3.7 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 50, lange feine Spitze, steril

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt