


## Transferpipette, enger Schaft, gr.Saugball, steril

Länge 8.5 cm, Kapazität 4.3 ml, kurzes Steigrohr  
Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24



8 Packungen à 38 x 20 Stück  
Artikel-Nr.: 760643X | Biozym

**509,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette  
**Pipettenvolumen:** Kapazität 4.3 ml, Saugball groß, Saugballvol. 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24, enger Schaft, steril  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 8 Packungen à 38 x 20 Stück