


## Transferpipette, enger Schaft, Standardsaugball

steril, Länge 15.5 cm, Kapazität 4.5 ml  
Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung  
Artikel-Nr.: 760646X | Biozym

**561,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Transferpipette

**Pipettenvolumen:** Kapazität 4.5 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 26, enger Schaft, steril

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt