


Transferpipette, enger Schaft, Standardsaugball

steril, Länge 15.5 cm, Kapazität 4.5 ml
Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 25 x 20 Stück
Artikel-Nr.: 760648X | Biozym

398,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 4.5 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 26, enger Schaft, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 25 x 20 Stück

steril und einzeln verpackt