

Transferpipette Q-Pet, steril

Länge 15.5 cm, Kapazität 6.9 ml

Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31



SCIENCE IS OUR BUSINESS



SCIENCE IS OUR BUSINESS

8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760656X | Biozym

612,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 6.9 ml, Q-Pet, Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31, steril

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt