


Transferpipette 9", Extra Lang, steril

Länge 22.5 cm, Kapazität 5.6 ml
Saugballvolumen 2.3 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung
Artikel-Nr.: 760661X | Biozym

509,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 5.6 ml, Saugballvolumen 2.3 ml, Tropfen pro ml: 25, extra lang, steril
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung
steril und einzeln verpackt