

Brilliant Violet 421 anti-human CD269 (BCMA)

Mouse IgG2a, kappa
19F2



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B357519 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 357519

164,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 19F2
Format: BV421
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

Brilliant Violet 421 anti-human CD269 (BCMA)

Clone: 19F2
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: BCM, TNFRSF17
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: BV421
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14662>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>