

## PE Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2b, kappa  
27-35



**BioLegend**  
From Revvity

25 µg  
Artikel-Nr.: B402203 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 402203

**36,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** 27-35  
**Format:** PE  
**Isotype:** Mouse IgG2b, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 µg

PE Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Clone: 27-35  
Isotype: Mouse IgG2b, kappa  
Other\_Names:  
Size: 25 µg

Reactivity:  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14796>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>